

# CASO CLINICO

**SureFil<sup>®</sup> SDR<sup>®</sup>**  
*flow*

POSTERIOR BULK FILL FLOWABLE BASE

Se auto-adapta a todos los rincones de la cavidad, nivelación que le permite colocar hasta 4 mm en una aplicación sin necesidad de emplear instrumentos.

## ¿Restauraciones posteriores en capas? **cosa del pasado**

*Autonivelación ahorra tiempo. Dos veces.*

*Paciente: 45 años, sexo femenino, sistémicamente sana.*

*Hallazgo Clínico: Restauración en pieza 3 con márgenes defectuosos.*

### Planificación del caso

Luego del examen realizado en una visita rutinaria de higiene dental, se le mostró al paciente fotografías digitales de la restauración defectuosa de la pieza 3. Luego de analizarlo junto al paciente, decidimos reemplazar esa restauración y la del primer premolar. Antes de cambiar la restauración, el paciente no presentaba sintomatología pero podría haber empezado con sensibilidad si no se realizaba este procedimiento.

### Resultado



Durante los controles periódicos luego del procedimiento, la paciente no presentó sintomatología.



Amalgama de las piezas 3 y 5 necesitaban ser cambiadas.



Preparación cavitaria MO en la pieza 3 y DO en la pieza 5 luego de eliminar las caries.



La fluidez del material promueve la autonivelación y no requiere manipulación.

Se utilizó SureFil® SDR® flow como material restaurador, hasta nivel de la unión amelodentaria y se fotocuró por 20 segundos en la pieza 3. La fina cánula que posee la jeringa del SureFil® SDR® flow, permite una posición correcta y excelente adaptación a la cavidad.

Las restauraciones se completaron con una capa de 2 mm de EsthetX HD. Se utilizó una consistencia body presentando adecuada opacidad para un óptimo resultado estético.



## DR. MARTIN GOLDSTEIN

LUEGO DE GRADUARSE DE LA UNIVERSIDAD DE CONNECTICUT DE LA FACULTAD DE MEDICINA DENTAL Y COMPLETAR EL POSTGRADO EN ODONTOLOGIA GENERAL EN LA UNIVERSIDAD DE YALE, EL DOCTOR GOLDSTEIN ACTUALMENTE PRACTICA LA ODONTOLOGIA GENERAL EN WOLCOTT, CT. ES MIEMBRO DE LA ACADEMIA INTERNACIONAL DE ESTETICA DENTO-FACIAL. SU MISION ES PROVEER UN SISTEMA FACIL DE SEGUIR PARA QUE INCLUSO LOS DENTISTAS MAS JOVENES PUEDAN USAR PARA GENERAR RESULTADOS CONSISTENTES Y PREDECIBLES.

# ¡EL PUNTO DE CONTACTO ES FUNDAMENTAL!



- ✓ Puntos de contacto precisos y predecibles
- ✓ Sellado hermético a nivel gingival
- ✓ Menos excesos, menor gasto de material
- ✓ Sistema sencillo de utilizar

**SureFil® SDR®**  
*flow*  
POSTERIOR BULK FILL FLOWABLE BASE

**Palodent® V3**  
Sectional Matrix System

SU EQUIPO PARA RESTAURACIONES POSTERIORES