

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™



Catálogo Convenio Marco Chile 2020



MercadoPúblico.cl

La Plataforma de Licitaciones de ChileCompra

Su socio en
odontología en
Convenio Marco



Estética**Adhesivos**

Prime&Bond Universal 03

Prime&Bond 2.1 03

Prime&Bond one 03

Ácido Gel Brasil 03

Resinas

Spectra Basic 04

Spectra Smart 04

SDR Plus 04

In joy 04

Pulido

Enhance 05

Prisma Gloss 05

Cementos

Dycal Brasil 05

Dycal USA 05

Calibra 05

Pasta Profiláctica

Nupro 06

Prevención**Sellantes**

FluroShield 06

DuraShield CV 06

Unidad Ultrasónico

Cavitron Bobcat Pro 06

Inserto 25k FSI-10 07

Endodoncia**Limas Manuales**

Ready Steel Ensanchador K-Reamer 1ª serie 07

Ready Steel Ensanchador K-Reamer 2ª serie 07

Ready Steel Ensanchador K-File 1ª serie 07

Ready Steel Ensanchador K-File 2ª serie 08

Ready Steel Hedstroem 1ª serie 08

Ready Steel Hedstroem 2ª serie 08

Ready Steel Flexofile 08

M Access Hedstroem 1ª serie 08

M Access Hedstroem 2ª serie 09

M Access Hedstroem subserie 09

M Access K-File 1ª serie 09

M Access K-File 2ª serie 09

M Access K-File subserie 09

Extractor Pulpar o Tiranervio 10

Lima Nitiflex 10

Espaciador Digital

Espaciador Digital 10

Limas Rotatorias

Protaper Next 10

Protaper Gold 11

WaveOne Gold 11

WaveOne Gold individuales 11

WaveOne Gold Glider 11

ProGlider 11

Cementos

AH Plus 12

ProRoot MTA 12

Glyde 12

Conos Gutta Maillefer 12

Lynal 12

Localizador Apical

Propex Pixi 13

Instrumentos

Sonda Curva 13

Rehabilitación**Material de Impresión**

Jeltrate Chromatic 13

Jeltrate Chromatic Orto 13

Jeltrate Plus 14

Cera Rosada en láminas 500g. 14

Mango Espejo 14

Fresas

Fresa Gates Glidden 14

Endo Z baja velocidad 14

Endo Z alta velocidad 15

Freza Zekrya 15

Fresa Transmetálica Cilíndrica 15

Léntulo 15

Restaurativo**Ionómero de vidrio**

Chemfil 16

Laboratorio**Metal**

Star Loy N 16

ESTÉTICA / Adhesivos

Prime&Bond Universal™

Familia CM: Adhesivos Impresión dental

ID Producto: 1570225

Detalle:

Adhesivo universal de fotocurado, fórmula exclusiva patentada con tecnología Active Guard, con propiedades hidrofóbicas e hidrofílicas, garantizando cobertura y penetración completa en diferentes niveles de humedad. Solvente Isopropanol y agua. Procedencia Alemania, contenido 4ml.



Prime&Bond 2.1

Familia CM: Adhesivos Impresión dental

ID Producto: 1299330

Detalle:

Adhesivo dental monofrasco de alta productividad con liberación de flúor y bajo costo, utiliza acetona como solvente, forma una zona híbrida uniforme y estable.

Frasco de 4ml.



Prime&Bond® one

Etch&Rinse

Familia CM: Adhesivos Impresión dental

ID Producto: 1582680

Detalle:

Adhesivo universal de fotocurado Prime&Bond Etch&Rinse para técnica de grabado total, ofrece excelente adhesión y sellado tanto en dentina húmeda como seca, solvente terbutanol, hasta 210 aplicaciones. Origen alemania. Frasco de 3,5ml.



Ácido Gel Brasil

Familia CM: Adhesivos Impresión dental

ID Producto: 1570222

Detalle:

Ácido ortofosfórico gel 37% 3ml, procedencia Brasil.



Spectra™ Basic

Familia CM: Resinas

ID Producto: 1570224

Detalle:

Resina Micro-Híbrida Universal.

Spectra Basic es una resina microhíbrida con nanopartículas, fotopolimerizable, ideal para los odontólogos que prefieran una solución práctica para restauraciones menos complejas tanto en sector anterior como posterior.

Kit con 7 jeringas de 4grs. (A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, C2)

incluye porta jeringas y guía de colores.

Jeringa repuesto de 4grs. Colores: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, C2.



Spectra™ Smart

Familia CM: Resinas

ID Producto: 1374297

Detalle:

Resina Nano-Híbrida Universal.

Su fórmula con nanotecnología combina carga y peso ideales que garantizan su incomparable pulido y resistencia al desgaste. Consistencia y manipulación excepcional. Restauraciones anteriores o posteriores.

Técnica convencional sólo cuerpo. Técnica estratificada opaco, cuerpo y translucido. Técnica dual cuerpo y esmalte. Jeringas de 4grs. color A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C2, XL, BW, A20, A30, DW, YE, CE.



SDR® Plus


Familia CM: Composite

ID Producto: 1374298

Detalle:

SDR® Plus es la primera resina fluida que se puede colocar en incrementos de hasta de 4 mm. Reduce el estrés de polimerización hasta un 60%, eliminando prácticamente cualquier problema de integridad marginal, sensibilidad post-operatoria, microfiliación y caries secundaria.

Caja con 2 jeringas de 1gr. cada una.



In:joy

Familia CM: Composite Dentsply

ID Producto: 1589846

Detalle:

Resina mejorada para laboratorio en toda la gama vita.



ESTÉTICA / Pulido

Enhance®

Familia CM: Sistema de pulido para resina

ID Producto: 1299910

Detalle:

Sistema de pulido para resina. Nivel de abrasividad controlada por el profesional. Sistema universal. Caja con 7 unidades individuales en forma de copa, disco y puntas y caja surtida.



Prisma Gloss

Familia CM: Pasta odontológica pulido

ID Producto: 1299911

Detalle:

Pasta de pulido para restauraciones de resinas compuestas. Contiene óxido de aluminio y silicio. De fina granulación en vehículo hidrosoluble, presentación regular. Jeringa de 4 grs.



ESTÉTICA / Cementos

Dycal® Brasil

Familia CM: Protector pulpar

ID Producto: 1369753

Detalle:

Hidróxido de calcio radiopaco y de autofraguado, comprobado protector pulpar.

Promotor de dentina secundaria, no menos vulnerables a los fluidos orales. 1 tubo de base 13grs. 1 tubo de catalizador de 11grs.



Dycal® USA

Familia CM: Protector pulpar

ID Producto: 1299986

Detalle:

Protector pulpar de hidróxido de calcio de autofraguado.

Rápida cristalización, baja solubilidad en agua, disponible en color dentina, excelentes características de manipulación.

1 tubo de Base de 13grs. y 1 tubo de Catalizador de 11grs.



Calibra®

Familia CM: Cementos

ID Producto: 1299985

Detalle:

Cemento a base de resina de alta resistencia polimerizado con luz visible, doble polimerización compatible con numerosos sistemas de adhesivos.

Tonos medium, traslúcido con liberación de flúor.

Caja con jeringa de 2grs.



ESTÉTICA / Pasta Profiláctica

Nupro®

Familia CM: Pasta Odontológica

ID Producto: 1570227

Detalle:

Pasta profiláctica utilizada para procedimientos de limpieza y pulido como parte de un tratamiento profiláctico profesional. Caja monodosis por 200 unidosis, no contiene flúor. Sabor a menta.



PREVENCIÓN / Sellantes

FluroShield®

Familia CM: Prevención

ID Producto: 1369753

Detalle:

Sellante de fosas y fisuras, fotopolimerizable. Contiene flúor. Excelente manipulación. Jeringa de 2 grs. Color blanco matizado.



DuraShield® CV

Familia CM: Pasta Odontológica

ID Producto: 1570226

Detalle:

Barniz de flúor al 5% DuraShield® CV Clear Varnish, indicado para sellar los túbulos dentinarios para el tratamiento de la hipersensibilidad de los dientes y las superficies, en una solución de alcohol de colofonia y resina sintética. Cada paquete monodosis contiene una medida de 20 mg de fluro sódico (NaF) que equivale a 9 MG de Ion de Fluoruro. Caja 200 unidosis sabor Bubble, procedencia EE.UU SultanHealthcare.



PREVENCIÓN / Unidad Ultrasonico

Cavitron® Bobcat Pro

Familia CM: Accesorio de Impresión dental

ID Producto: 1369914

Detalle:

Sistema ultrasónico para destartraje y alisado radicular. Diseño exterior sin uniones disposición de equipo en forma horizontal o vertical. Cable de pieza de mano.



Inserto 25k FSI-10

Familia CM: Accesorio de Impresión dental

ID Producto: 1369918

Detalle:

Inserto de Spray enfocado con canal de agua, dirige el spray para favorecer la limpieza y eliminación general del depósito en todos los cuadrantes para uso sub gingival.



ENDODONCIA / Limas Manuales

Ready Steel Ensanchador K-Reamer 1ª serie

Familia CM: Fresa dental

ID Producto: 1375388 / 1365776

Detalle:

Lima manual ensanchador K Reamer de acero inoxidable. Excelente corte y manejo del debris dental. Blister estéril con 6 instrumentos de primera serie surtidos (del 15-40) o individuales (15-20-25-30-35-40) en las longitudes 21, 25 y 31mm.



Ready Steel Ensanchador K-Reamer 2ª serie

Familia CM: Fresa dental

ID Producto: 1365771

Detalle:

Lima manual ensanchador K-reamer de acero inoxidable. Excelente corte y manejo del debris dental. Blister estéril con 6 instrumentos de segunda serie surtidos (del 45-80) o individuales (45-50-55-60-70-80) en las longitudes 21, 25 y 31mm.



Ready Steel Ensanchador K-File 1ª serie

Familia CM: Fresa dental

ID Producto: 1365775

Detalle:

Lima manual K File de acero inoxidable. Mucho más flexible que la tipo k por lo que se recomienda para los conductos más curvos. Blister estéril con 6 instrumentos en 21, 25 y 31mm. surtidos o individuales



Ready Steel Ensanchador K-File 2ª serie

Familia CM: Fresa dental

ID Producto: 1365773 / 1375381

Detalle:

Lima manual K File de acero inoxidable. Lima de alto poder de corte indicada en las maniobras de pulpectomía y preparación biomecánica del conducto. Blíster estéril con 6 instrumentos de segunda serie surtidos (del 45-80) o individuales (45-50-55-60-70-80) en las longitudes 21, 25 y 31mm.



Ready Steel Hedstroem 1ª serie

Familia CM: Fresa dental

ID Producto: 1367917

Detalle:

Lima manual Hedstroem de acero inoxidable. Lima de alto poder de corte indicada en las maniobras de pulpectomía y preparación biomecánica del conducto. Blíster estéril con 6 instrumentos de primera serie surtidos (del 15-40) o individuales (15-20-25-30-35-40) en las longitudes 21, 25 y 31mm.



Ready Steel Hedstroem 2ª serie

Familia CM: Fresa dental

ID Producto: 1367914

Detalle:

Lima manual Hedstroem de acero inoxidable. Lima de alto poder de corte indicada en las maniobras de pulpectomía y preparación biomecánica del conducto. Blíster estéril con 6 instrumentos de segunda serie surtidos (del 45-80) o individuales (45-50-55-60-70-80) en las longitudes 21, 25 y 31mm.



Ready Steel Flexofile

Familia CM: Fresa dental

ID Producto: 1365772

Detalle:

Lima manual Flexofile de acero inoxidable. Mucho más flexible que la tipo k por lo que se recomienda para los conductos más curvos. Blíster estéril con 6 instrumentos en 21, 25 y 31mm surtidos o individuales.



M Access Hedstroem 1ª serie

Familia CM: Fresa dental

ID Producto: 1333549

Detalle:

Limas con alto poder de corte para la preparación mecánica del conducto. Lima Hedstroem M-Access primera serie. Cajas con 6 instrumentos surtidos (15-40) o individuales (15-20-25-30-35-40) en longitudes de 21, 25 y 31mm.



M Access Hedstroem 2ª serie

Familia CM: Fresa dental

ID Producto: 1333550

[Detalle:](#)

[Detalle:](#)

Limas con alto poder de corte para la preparación mecánica del conducto. Lima Hedstroem M-Access segunda serie. Cajas con 6 instrumentos surtidos (45-80) o individuales (45-50-55-60-70-80) en longitudes de 21, 25 y 31mm.



M Access Hedstroem subserie

Familia CM: Fresa dental

ID Producto: 1333551

[Detalle:](#)

Limas con alto poder de corte, indicadas en las maniobras de pulpectomía y preparación biomecánica del conducto.

Lima Hedstroem Access Sub Serie. Cajas con 6 instrumentos surtidos e individuales. En 21, 25 y 31mm de longitud.



M Access K-File 1ª serie

Familia CM: Fresa dental

ID Producto: 1333552

[Detalle:](#)

Limas con alto poder de corte para la preparación mecánica del conducto. Lima K File M-Access primera serie. Cajas con 6 instrumentos surtidos (15-40) o individuales (15-20-25-30-35-40) en longitudes de 21, 25 y 31mm.



M Access K-File 2ª serie

Familia CM: Fresa dental

ID Producto: 1333554

[Detalle:](#)

Limas con alto poder de corte para la preparación mecánica del conducto. Lima K File M-Access primera serie. Cajas con 6 instrumentos surtidos (45-80) o individuales (45-50-55-60-70-80) en longitudes de 21, 25 y 31mm.



M Access K-File subserie

Familia CM: Fresa dental

ID Producto: 1333553

[Detalle:](#)

Limas con alto poder de corte para la preparación mecánica del conducto. Lima K File M-Access primera serie. Cajas con 6 instrumentos individuales (0,6-0,8-10) en longitudes de 21, 25 y 31mm.



Extractor Pulpar o Tiranervio

Familia CM: Impresión dental

ID Producto: 1531793

Detalle:

Tiranervios surtido del número 20 al 60.

Presentación en sachet de 10 unidades en 21mm marca Maillefer, procedencia Suiza.



Lima Nitiflex®

Familia CM: Fresa dental

ID Producto: 1568835

Detalle:

Cajas con 6 instrumentos surtidos e individuales (sólo 1º serie). En 21-25mm de longitud. Fabricados en aleación de Níquel Titanio, limas utilizadas para instrumentación de conductos con curvaturas muy acentuadas. En calibres 15 a 40 y 45-50-55-60.



ENDODONCIA / Espaciador Digital

Espaciador Digital

Familia CM: Espaciador Digital

ID Producto: 1567741

Detalle:

Espaciador digital para condensación lateral de acero inoxidable, caja surtida con 4 unidades 10-40 o individuales 10, 20, 30, 40 en las longitudes 21 o 25mm.



ENDODONCIA / Limas Rotatorias

Protaper Next®

Familia CM: Fresa dental

ID Producto: 1537641

Detalle:

Lima mecanizada, solución eficaz para un sistema versátil y flexible. Blíster estéril con 3 instrumentos surtidos e individuales en 21, 25 y 31mm. de longitud.



Protaper Gold™

Familia CM: Fresa dental

ID Producto: 1568836

Detalle:

Protaper Gold evolución de Protaper Universal ahora con flexibilidad mejorada pero misma geometría y secuencia de finalización de F1 a F5. Mayor resistencia a la fatiga clínica, mango más corto para mejor acceso intraoral. Blister de 6 unidades, disponible surtida o individuales en 21mm, 25mm y 31mm.



WaveOne Gold®

Familia CM: Fresa dental

ID Producto: 1568074

Detalle:

Lima WaveOne® Gold, set de 4 limas surtidas, recomendada para uso en tratamientos endodónticos, sistema recíprocante, medida Small, Primary, Medium y Large. Surtida file ester en 21, 25 y 31mm.




WaveOne Gold® individuales

Familia CM: Fresa dental

ID Producto: 1568032

Detalle:

Set de 3 limas WaveOne® Gold, recomendada para uso en tratamientos endodónticos, sistema recíprocante, medida Small, Primary, Medium y Large. Surtida file ester en 21, 25 y 31mm.



WaveOne Gold® Glider

Familia CM: Fresa dental

ID Producto: 1568833

Detalle:

Lima WaveOne Gold Glider. Lima para optimizar una suave permeabilización con un Glide Path Recíprocante, el cuál hace que la aleación se adapte al conducto dejando una camino fácil para la conformación final.



ProGlider

Familia CM: Fresa dental

ID Producto: 1568834

Detalle:

Lima Pro Glider hecho en aleación m-WiRe® Niti, lo que le otorga flexibilidad y una alta resistencia a la fatiga cíclica. Tamaño de punta 16.02, con una conicidad progresiva variable. Rotación continua a 300 rpm / 2Ncm, ajustable hasta los 5.2Ncm, según la experiencia del dentista. Las limas WaveOne® Gold Glider están recomendadas para su uso en tratamientos endodónticos para expandir la vía de deslizamiento protegida en preparación del sistema de limas mecanizado recíproco WaveOne® Gold. Disponible en 21, 25 y 31mm.



ENDODONCIA / Cementos

AH Plus™

Familia CM: Pasta Odontológica

ID Producto: 1597023

Detalle:

Pasta de Odontología, Cemento sellador de conductos radiculares. Fórmula basada en resina epóxica radiopaca, caja 4ml base y 4ml catalizador.



ProRoot® MTA

Familia CM: Pasta Odontológica

ID Producto: 1581284

Detalle:

Pasta odontológica material restaurador de conductos radiculares, fragua normalmente en presencia de humedad, es ideal para perforación en cualquier región, apexificación, cirugía endoperiodontal, recubrimiento pulpar directo, pulpotomías y reparaciones de reabsorciones internas, material radiopaco.



Glyde™

Familia CM: Pasta Odontológica

ID Producto: 1597026

Detalle:

Acondicionador de conductos radiculares, actúa como lubricante reduciendo el riesgo de fractura del instrumento. En combinación con el hipoclorito genera un efecto efervescente para la eliminación del barro dentinario. Combinación de Edta y Peróxido de carbamida.



Conos Gutta Maillefer

Familia CM: Pasta Odontológica

ID Producto: 1604201

Detalle:

Conos calibrados de 28mm de largo, a base de Gutapercha, óxido de zinc y colorantes orgánicos, que actúan como obturadores de conductos radiculares. Caja surtida con 100 unidades del 15-40 45-80 e individuales.



Lynal®

Familia CM: Pasta Odontológica

ID Producto: 1604211

Detalle:

Lynal es un acondicionador de tejidos blandos para tratamientos de rebase de prótesis removible. Es un auxiliar valioso durante el proceso de recuperación post-cirugía. Se puede usar como material para impresiones funcionales. Presentación: Frasco polvo 120grs. Frasco líquido 90ml. Líquido separador 15ml. Accesorios.



ENDODONCIA / Localizador Apical

Propex Pixi™

Familia CM: Material de Impresión dental

ID Producto: 1369912

Detalle:

Localizador de ápice con Tecnología de multifrecuencia. Equipo que no necesita calibración ni el ajuste de acero. Está diseñado para apoyarlo en el pecho del paciente. Pequeño y cómodo de transportar.



ENDODONCIA / Instrumentos

Sonda Curva

Familia CM: Instrumental

ID Producto: 1604206 / 1604207

Detalle:

Sonda en acero inoxidable con mango de cromo de un solo extremo. Disponibles: sonda curva pequeña, curva grande, recta, Semicurva.



REHABILITACIÓN / Material de Impresión

Jeltrate® Chromatic

Familia CM: Impresión dental

ID Producto: 1266075

Detalle:

Alginato tipo II o de fraguado normal, bicromático, con clorhexidina, libre de polvo. Consistencia cremosa tixotrópica. Bicromático, cambia dos veces de color. Sabor a menta. Excelente compatibilidad con los yesos odontológicos. Bolsa de 454 grs.



Jeltrate® Chromatic Ortho

Familia CM: Impresión dental

ID Producto: 1266076

Detalle:

Alginato Tipo I o de fraguado rápido, bicromático de alta consistencia, con clorhexidina y libre de polvo. Excelente compatibilidad con los yesos. Bolsa de 454 grs.



Jeltrate® Plus

Familia CM: Impresión dental

ID Producto: 1266077

Detalle:

Alginato de fraguado normal, procedencia Brasil, libre de polvo.
Contiene Sílica cristalina.
Bolsa de 454 grs.



Cera Rosada en láminas 500g.

Familia CM: Impresión dental

ID Producto: 1581280

Detalle:

Cera rosada para modelado en láminas Degudent.



Mango Espejo

Familia CM: Impresión Dental

ID Producto: 1604202

Detalle:

Hecho en Cromo.
Caja con 6 unidades.



REHABILITACIÓN / Fresas

Fresa Gates Glidden

Familia CM: Fresa dental

ID Producto: 1299671

Detalle:

Fresa de acero inoxidable, indicada como auxiliar para la preparación biomecánica endodóntica en los tercios cervical y medio.
Surtidas (1 a 6) o individuales, números disponibles 1-2-3-4-5-6 y surtidas.
Longitud de 15-19mm.



Endo Z baja velocidad

Familia CM: Fresa dental

ID Producto: 1521358

Detalle:

Fresa Carbide ENDO Z Alta Velocidad.
Maillefer Suiza. Unidad.



Endo Z alta velocidad

Familia CM: Fresa dental

ID Producto: 1521359

Detalle:

Fresa Carbide ENDO Z Alta Velocidad.
Maillefer Suiza. Unidad.



Fresa Zekrya

Familia CM: Fresa dental

ID Producto: 1568075

Detalle:

Fresa de forma tronco-cónica, activa lateralmente (sin vibraciones gracias a sus 6 láminas helicoidales y punta activa (FG 23mm-RA 27.45mm - y FG 28). Indicada para el seccionamiento de piezas multirradiculares y separación de raíces, liberación de raíz fracturada, corte horizontal de un diente a la altura del cuello, preparación de prótesis.



Fresa Transmetálica Cilíndrica

Familia CM: Fresa dental

ID Producto: 1568068

Detalle:

Fresa transmetálica cilíndrica de alta velocidad, diseñada específicamente para cortar y perforar coronas y puentes, eliminación de composites y amalgamas (oro, cromo-cobalto y aleaciones no preciosas). Presentación en longitudes FG 19mm, FG 25mm. Fresa de carburo tungsteno.



Léntulo

Familia CM: Fresa dental

ID Producto: 1604210

Detalle:

Espiral de acero inoxidable indicado para llevar medicamentos o cementos al interior de los conductos.
Presentación: Números 1-2-3-4 en 17-21-25mm. de longitud.
Cajas con 4 instrumentos individuales y surtidos.



RESTAURATIVO / Ionómero de Vidrio

Chemfil®

Familia CM: Ionómero de vidrio

ID Producto: 1300179

Detalle:

Restaurador de vidrio de ionómero.

Alta liberación de flúor, consistencia no pegajosa, químicamente activado.

Fraguado rápido y adhesividad química, ionómero anhidro polvo mezclado con agua destilada. Colores disponibles LY/L/LYG/DY. Frasco 10 grs.



LABORATORIO / Metal

Star Loy N

Familia CM: Metal

ID Producto: 1597044

Detalle:

Metal aleación cromo níquel CR-NI para colados de estructuras.

